

Kat. №	Názov	Počet testov	Klinická vzorka	Extrakcia nukleových kyselín
Manuálna izolácia nukleových kyselín				
C-8899	RealBest DNA - express	100	stery epitelových buniek z cervikálneho kanála, uretry, pošvy, hrdla, spojiviek, spermie, sliny, moč	<u>Rýchla</u> extrakcia DNA (15 min.)
C-8897	RealBest DNA - extrakcia 2	96 (4x24)	krvná plazma/sérum, bioptáty, likvor, moč, stery epitelových buniek, Objem vzorky – 100 µl	Extrakcia DNA pomocou magnetického stojana
C-8889	RealBest DNA - extrakcia 3 (variant 6x16)	96 (6x16)	krvná plazma/sérum, moč, stery epitelových buniek Objem vzorky – 100 µl	Extrakcia DNA pomocou magnetického stojana
C-8896	RealBest extrakcia 100	48 (6x8)	plná krv, krvná plazma/sérum, leukocytová frakcia krvi, bioptáty, likvor, moč, stolica, stery epitelových buniek, suspenzia kliešťov Objem vzorky – 100 µl	Extrakcia DNA a RNA pomocou magnetického stojana
C-8895	RealBest extrakcia 1000	48 (6x8)	krvná plazma/sérum Objem vzorky – 1 ml	Extrakcia DNA a RNA pomocou magnetického stojana