


## RealBest UniMag

**RealBest UniMag** (kat. č. 8883) je súprava reagentí pre automatickú extrakciu nukleových kyselín na základe metódy magnetickej sorpcie. Technika je vhodná na extrakciu DNA aj RNA infekčných agens zo širokého spektra vzoriek biologického materiálu.



## Automatizácia extrakcie nukleových kyselín na platforme KingFisher Flex (Termo Scientific, Fínsko) a široká škála biologického materiálu

- Sérum a krvná plazma
- Leukocytová frakcia krvi
- Biopsia a likvor
- Stery epitelových buniek
- Moč a výkaly
- Suspenzie kliešťov
- Vzorky vody



## Vlastnosti a výhody súpravy UniMag

- Možnosť simultánnej prípravy preparátov DNA a RNA
- Široká škála vzoriek biologických materiálov a možnosti ich simultánneho spracovania
- Vysoká kapacita – 96 vzoriek za 55 minút
- Možnosť prípravy vzoriek až do 250  $\mu$ l
- Vysoká štandardizácia postupu extrakcie nukleových kyselín kvôli paralelnej práci so všetkými vzorkami