

Kat. č.	Názov a popis súpravy	Počet testov
8847	<p>RealBest Sorbitus (variant 4x24) Súprava reagensí na extrakciu DNA a RNA z klinických vzoriek. Klinická vzorka: stery z nosa, nazofaryngu, orofaryngu, hlieny, bronchoalveolárna laváž Objem vzorky: 100 µl (pre KingFisher Flex, Auto-Pure 96 a TECAN Freedom EVO)</p>	96 (4x24)
8848	<p>RealBest Sorbitus (variant 1x96) Súprava reagensí na extrakciu DNA a RNA z klinických vzoriek. Klinická vzorka: stery z nosa, nazofaryngu, orofaryngu, hlieny, bronchoalveolárna laváž Objem vzorky: 100 µl (pre KingFisher Flex, Auto-Pure 96 a TECAN Freedom EVO)</p>	96 (1x96)
8849	<p>RealBest DeltaMag HBV/HCV/HIV (variant 1-16) Súprava reagensí na extrakciu HBV DNA, HCV RNA a HIV RNA z klinických vzoriek. Klinická vzorka: krvné sérum (plazma) Objem vzorky: 1 ml (pre TECAN Freedom EVO)</p>	48 (3x16)
8850	<p>RealBest DeltaMag HBV/HCV/HIV (variant 0,25-16) Súprava reagensí na extrakciu HBV DNA, HCV RNA a HIV RNA z klinických vzoriek. Klinická vzorka: krvné sérum (plazma) Objem vzorky: 250 µl (pre TECAN Freedom EVO)</p>	48 (3x16)
8880	<p>RealBest DeltaMag HBV/HCV/HIV (variant 0,25-48) Súprava reagensí na extrakciu HBV DNA, HCV RNA a HIV RNA z klinických vzoriek. Klinická vzorka: krvné sérum (plazma) Objem vzorky: 250 µl (pre KingFisher Flex)</p>	96 (2x48)
8883	<p>RealBest UniMag Súprava reagensí na extrakciu DNA a RNA z klinických vzoriek. Klinická vzorka: krvné sérum (plazma), leukocytová frakcia krvi, bioptáty, likvor, moč, fekálie, stery epitelových buniek, predmety prostredia (suspenzie kliešťov, vzorky vody) Objem vzorky: 100 µl (pre KingFisher Flex)</p>	96 (4x24)
8878	<p>RealBest DNA-extrakcia 3 (variant 2x48) Súprava reagensí na extrakciu DNA z klinických vzoriek. Klinická vzorka: krvné sérum (plazma), moč, stery epitelových buniek Objem vzorky: 100 µl (pre KingFisher Flex a TECAN Freedom EVO)</p>	96 (2x48)

