

Kat. č.	Názov a popis súpravy	Formát	Počet testov
0797	<p>RealBest RNA HCV-genotype Súprava reagensí na detekciu, kvantitatívne stanovenie RNA a diferenciaciu genotypov 1/2/3 vírusu vírusu hepatitídy C metódou RT-PCR. Citlivosť: kvantifikácia - 15 UI/ml, genotypizácia - 400 UI/ml</p>	Str	48
0793	<p>RealBest RNA HCV-1/2/3 Súprava reagensí na detekciu RNA a diferenciaciu genotypov 1/2/3 vírusu hepatitídy C metódou RT-PCR. Citlivosť: genotypizácia - 400 UI/ml</p>	Uni	48