

Kat. č.	Názov a popis súpravy	Formát	Počet testov
0186	<p>RealBest DNA HIV (WB) Súprava reagensí na detekciu provírusovej DNA vírusu ľudskej imunodeficiencie (HIV-1) metódou Real-Time PCR. Súprava obsahuje reagencie na extrakciu nukleových kyselín. Kvalitatívna detekcia Klinická vzorka: plná krv Citlivosť: 25 kópií v objeme vzorky</p>	Uni	48
0187	<p>RealBest DNA HIV (DS) Súprava reagensí na detekciu provírusovej DNA vírusu ľudskej imunodeficiencie (HIV-1) metódou Real-Time PCR. Súprava obsahuje reagencie na extrakciu nukleových kyselín. Kvalitatívna detekcia Klinická vzorka: suché krvavé škrvny Citlivosť: 50 kópií v objeme vzorky</p>	Uni	48