

Kat. č.	Názov a popis súpravy	Počet testov
8814	<p>RealBest Hemolytic Súprava reagensí na predúpravu plnej periférnej krvi. Klinická vzorka: plná krv Roztok na hemolýzu: 2 vialky po 14 ml</p>	50
8879	<p>Lyzačný roztok (A) Súprava reagensí na extrakciu DNA z klinických vzoriek. Klinická vzorka: stery epitelových buniek zo sliznice cervikálneho kanála, uretry, pošvy, zadnej steny hrtana, spojivky oka, spermie, sliny, moč 1 vialka, 140 ml</p>	192
8887	<p>Lyzačný roztok (M) Súprava reagensí na extrakciu DNA z klinických vzoriek. Klinická vzorka: stery epitelových buniek zo sliznice cervikálneho kanála, uretry, pošvy, zadnej steny hrtana, spojivky oka, spermie, sliny, moč 200 skúmaviek po 500 µl</p>	200
8881 CE	<p>Vnútoraná kontrolná vzorka Súprava reagensí na monitorovanie efektívnosti extrakcie nukleových kyselín a neprítomnosti inhibítorov PCR v testovaných vzorkách pri kombinácii PCR súprav série RealBest so súpravami na izoláciu nukleových kyselín, ktoré nepatria do série RealBest Obsah súpravy: Vnútoraná kontrolná vzorka – lyofilizovaná, 6 vialiek Roztok na obnovu kontrolných vzoriek – 2 vialky po 4 ml Elučný roztok – 4 vialky po 15 ml</p>	192